



Inorganic Copper
Foliar / Soil



Multisite Contact Activity
MCA

BioFongicide - Bactéricide
Correcteur de carence en Cu

CHARACTÉRISTIQUES

COBBERS S est un fongicide et bactéricide de contact à large spectre, à action préventive et curative pour le contrôle de certaines maladies.

La taille plus petite des particules de **COBBERS S** assure une meilleure couverture des plantes, ce qui signifie une meilleure protection contre les maladies fongiques et bactériennes. La formulation premium se mélange facilement à l'eau et reste en suspension plus longtemps que toute autre formulation liquide.

ACTIONS : PRINCIPALES MALADIES CONTRÔLÉES

	<i>Alternaria</i>	<i>Collectrichum spp.</i>	<i>Brûlure de la tige par Phomopsis</i>
	<i>Anthraxnose</i>	<i>Dépérissement</i>	<i>Pourriture des bourgeons causée par Phytophthora</i>
	<i>Tache bactérienne des feuilles</i>	<i>Mildiou</i>	<i>Tache foliaire due à Pseudomonas</i>
	<i>Pourriture molle bactérienne</i>	<i>Entomosporium</i>	<i>Gale</i>
	<i>Tache bactérienne</i>	<i>Tache foliaire due à l'exosporium</i>	<i>Tache septorienne</i>
	<i>Points noirs</i>	<i>Feu bactérien</i>	<i>Brûlure des feuilles causée par la Volutella</i>
	<i>Botrytis</i>	<i>Tache des feuilles</i>	<i>Tache foliaire causée par Xanthomonas</i>
	<i>Tache foliaire due à Cercospora</i>	<i>Tache foliaire due au Pestalotia</i>	

APPLICATION FOLIAIRE

Culture	Dosage
Agrumes	75-125 cc/HL
Arbres fruitiers (hiver)	250-400 cc/HL
Pépinières forestières	150-180 cc/HL
Herbacées et ligneuses	150-250 cc/HL

Culture	Dosage
Olive	300-600 cc/HL
Pistache	200-400 cc/HL
Légumes	150-180 cc/HL
Vigne	200-300 cc/HL

Attention

Compatible avec la plupart des insecticides et fongicides. Ne pas mélanger avec des acides ou des alcalis. Ne pas ajouter d'acides aminés. Bien agiter avant emploi. Ne pas congeler.

COBBERS S

COMPOSITION

	%p/v
Cuivre total (Cu)	20 (200 g/L)
Sulfate de cuivre	75 (750 g/L)
Soufre (SQ)	26 (260 g/L)
Densité : 1,4	
pH: 4,5 - 5	

- **ACTIVITÉ DE CONTACT MULTISITE**
- **EXCELLENTE SÉCURITÉ DES CULTURES ET FAIBLES TAUX D'UTILISATION**
- **TAILLE DE PARTICULES SUBMICRONIQUES CONSTANTE POUR UNE MEILLEURE COUVERTURE ET UN MEILLEUR CONTRÔLE DES MALADIES**
- **MEILLEURE ADHÉRENCE ET COUVERTURE**

